



Because Time Is Everything

Katalog produktów 2023

Organizacja gabinetu w kolorach

LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...





Pomysły na lepszą higienę w gabinecie

40

Wyposażenie gabinetu i inne

33

Oznaczanie kolorami

15

Lusterka

9

Izolacja

4

Dlaczego Zirc?

3

Nowości

2





Performance Tool Organizer

To nowa, głębsza i obszerniejsza kasetka Zirc służąca do przechowywania dużych, specjalistycznych instrumentów. Kasetka Performance Tool umożliwia indywidualne zaprojektowanie jej wnętrza za pomocą specjalnych, gumowych przegródek, którymi możemy wydzielić miejsca dla narzędzi. Budowa Performance Tool zapewnia doskonały przepływ wody i czyszczenie instrumentów w myjniach dezynfektorach. Pokrywa łatwo się otwiera i umożliwia dobry dostęp do instrumentów.

Idealna do przechowywania:

- Instrumentów chirurgicznych
- Kleszczy ortodontycznych
- Hemostatyków
- Nożyczek
- Innych instrumentów trudnych do umieszczenia w regularnych kasetkach



Performance Tool Organizer

Zobacz więcej str. 27

- ✓ Antybakteryjny
- ✓ Autoklawowalny
- ✓ Myjnia dezynfektor



Dlaczego Zirc?

Dzięki systemowi Zirc, używając kodów kolorystycznych możemy efektywnie usystematyzować przebieg większości prac w gabinecie. Materiały, narzędzia można posortować i przygotować zgodnie z procedurą leczenia i przechowywać w kolorystycznych zestawach gotowych do użycia.

Dzięki takiej organizacji eliminujemy problem poszukiwania materiałów, mamy kontrolę nad zużywanymi materiałami, narzędziami i instrumentami. Materiały podawane są bezpośrednio z wanienek (które są jakby przenośnymi szufladami), a potrzebne narzędzia pobiera się z wcześniej przygotowanych, kolorowych zapakietowanych kaset i innych organizatorów, ułożonych na odpowiadającej kolorem i zabezpieczonej przykrywą tacy. Jeśli np. u pacjenta wyniknie inne, nieplanowe leczenie, wystarczy sięgnąć po tackę i wanienkę w wyznaczonym kolorze, aby lekarz i asystentka mieli do dyspozycji wszystkie niezbędne do tego przypadku narzędzia i materiały.

Zasada oznaczania wybranym kolorem procedur oraz używanie organizatorów takich jak kasety, stojaki na wiertła etc. oraz znaczników kolorystycznych na instrumentach, ułożonych wcześniej pod określony zabieg i pacjenta ma duży wpływ na czas pracy i jej efektywność.



Pomoc online

Masz jakieś pytania podczas przeglądania naszej strony internetowej? Skorzystaj z chatu on line, nasz przyjazny operator odpowie na wszystkie Twoje pytania. **www.zirc.com***

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem w Polsce zadzwoń **+48 608 550 333**

*rozmowy prowadzone są w języku angielskim



Środek przeciwbakteryjny

Składniki antybakteryjne pomagają ograniczyć rozwój bakterii gramododatnich i gramujemnych oraz grzybów.

Zirc wprowadza środek antybakteryjny do swoich artykułów już na etapie produkcji. Środek antybakteryjny nie tylko pokrywa powierzchnię naszych produktów, ale także znajduje się pomiędzy warstwami plastiku, zapewniając długotrwałą ochronę naszych produktów.





Oszczędza czas



Oszczędza pieniądze



Uszczęśliwia




To rozwierak, ssak i blokada języka w jednym. Umożliwia pracę bez konieczności jej przerywania, nie wymaga użycia dodatkowej pary rąk, zabezpiecza i udostępnia suche, łatwo dostępne pole zabiegowe. Produkt jednorazowy.

Gotowy do użycia,

Podłączany bezpośrednio do ssaka (HVE). W jednym elemencie zawarte są trzy różne urządzenia.

Wygodny dla pacjenta,

Wbudowany rozwierak pozwala pacjentowi utrzymać prawidłowe rozwarcie bez niepotrzebnego zmęczenia.



Wyjątkowo efektywny dla doktora, higienistki, asystentki i pacjenta ...
Każdy korzysta z zalet mr. thirsty® one-step

Dostępny w dwóch rozmiarach- idealny dla każdej jamy ustnej, kolorowy i zabawny ...


mr. thirsty® one-step dla każdego



Pacjent



Zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta podczas zabiegów dentystycznych.



Doktor



mr. thirsty® one-step odciąga język i policzek. Wydajny ssak i rozwierak zapewniają suchy, czysty i wygodny dostęp do pola zabiegowego. Praca z mr. thirsty® one-step nie wymaga obecności asystentki.



Asystentka



mr. thirsty® one-step wykonuje część rutynowych działań za Ciebie. Zyskany czas możesz wykorzystać na inną efektywną pomoc podczas zabiegu lub na czynności organizacyjne, sterylizację etc.



Higienistka



Możesz działać efektywniej, jak z asystą! Rozwierak blokuje zgryz pacjenta, pomagając mu w utrzymaniu otwartych ust, blokada języka zabezpiecza język zapewniając dobrą widoczność w jamie ustnej, ssak wykonuje pracę asysty.

Szybciej, łatwiej, lepiej – zagwarantowane!

Zestaw wprowadzający

mr. thirsty® one-step Small (fioletowy) - 5 szt.
mr. thirsty® one-step Medium/Large (niebieski) - 5 szt.
Adapter 16mm - 1 szt.

Kod: 50Z98716
Cena: 195 PLN



25 szt.

mr. thirsty® one-step
Small (fioletowy) - 25 szt.
Adapter 16 mm - 1 szt.

Kod: 50Z986SM16

100 szt.

mr. thirsty® one-step
Small (fioletowy) - 100 szt.
Adapter 16 mm - 1 szt.

Kod: 50Z986SM-B16



Adaptery

Adapter 16 mm - 1 szt.

Kod: 50Z994
Cena: 38 PLN

mr. thirsty® one-step
Medium/Large (niebieski) - 25 szt.
Adapter 16 mm - 1 szt.

Kod: 50Z986LG16

Cena: 391 PLN

mr. thirsty® one-step
Medium/Large (niebieski) - 100 szt.
Adapter 16 mm - 1 szt.

Kod: 50Z986LG-B16

Cena: 1.256 PLN



Antybakteryjny



Do czyszczenia
w autoklawie



Myjnia
dezynfektor



Dezynfekcja
zewnątrzna



Czy ktoś potrafi wytłumaczyć dlaczego koferdamy są tak rzadko używane przez lekarzy?

"Za wyjątkiem przyczyn ekonomicznych, nie potrafię zrozumieć dlaczego używanie koferdamów nie jest bardziej rozpowszechnione wśród lekarzy. Z mojego punktu widzenia nie ma wyraźnego uzasadnienia dla nieużywania koferdamów- szczególnie wśród endodontów"

— **Frédéric Bukiet**

Assistance Publique Hôpitaux de Marseille
MCU-PH, DDS, PhD

Insti-Dam®

Idealny do izolacji

Patent #7044738

- Wbudowana elastyczna rama, prefabrykowany otwór
- Gotowy otwór ułatwia założenie koferdamu
- Odporny na rozdarcia.
- Jednorazowy
- Możliwość wykonania dodatkowych otworów

Koferdam Insti-Dam® Original

Idealny do izolacji zębów przednich


Bezłateksowy Insti-Dam® (niebieski – 20 szt.)

Materiał: polyisopren

Wymiary: 10.8 cm

Kod: 50Z459

Cena: 369 PLN



AM S

Podajnik koferdamów Insti-Dam®

- Może być montowany do ściany, lub postawiony na blacie
- Gumowana podstawa zwiększa stabilność podajnika
- Na 35 koferdamów

Wymiary: 12.4 x 12.4 x 15.6 cm

Kod: 50Z471A

Kolory: biały

Cena: 123 PLN





Aby przeczytać pełną recenzję produktu odwiedź:
<http://www.dentalproductshopper.com/relaxed-fit-insti-dam>

[Materiał z jakiego wykonany jest Insti-Dam® Relaxed Fit posiada wyjątkową elastyczność oraz odporność na rozdarcia.]

Koferdam może być odpowiednio regulowany i dopasowany na/dookoła ramy po założeniu.

Prefabrykowany otwór

Koferdam Insti-Dam® Relaxed Fit

(Latex-Free 20 szt.)

Izolacja zębów tylnych

Patent #7044738

- Te same cechy, jak wymienione na str. 5 plus...
- Wyjątkowo elastyczny materiał Relaxed Fit Insti-Dam®

Wymiary: 10.8 cm średnica

Kod: 50Z457

Cena: 424 PLN



Mogą być używane z koferdamem

SE Cushion - miękka nakładka na ślinociąg

Wygodne i efektywne odsysanie śliny

- Zakładana na ślinociąg
- Zapobiega uszkodzeniom tkanki w jamie ustnej
- Gwarantuje komfort pacjenta
- Zwiększa zasięg odsysania
- Redukuje typowe odgłosy odsysania
- Jednorazowa

SE Cushion (100 szt.)

Kod: 50Z970

Cena: 134 PLN





Jednorazowa nakładka na ślinociąg

Pink Petal wsuwamy na posiadany ślinociąg zapewniając odsysanie bez używania rąk i dodatkowych narzędzi.

Po umieszczeniu wewnątrz policzka, płatek wygodnie utrzymuje się w ustalonej pozycji. Możemy go bezproblemowo zsunąć i założyć ponownie. Niezastąpiony podczas skalingu ultradźwiękowego, uszczelniania bruzd i wielu innych prac.

Pink Petal™ (50 szt.)

Kod: 50Z975

Cena: 151 PLN



Lingua-Fix® ślinociąg z blokadą języka

- Lingua-Fix® zapewnia suche pole zabiegowe
- Utrzymuje język w stałej pozycji zapobiegając jego uszkodzeniu
- Łatwe zakładanie i usuwanie
- Komfort pacjenta- brak ostrych krawędzi
- Duża powierzchnia ssąca
- Jednorazowy

Lingua-Fix® (10 szt.)

Kod: 50Z953S

Cena: 81 PLN

Lingua-Fix® (50 szt.)

Kod: 50Z953

Cena: 298 PLN



Airway Armor™

Airway Armor™ zapobiega wciągnięciu lub połknięciu przez pacjenta przypadkowych obiektów podczas zabiegów dentystycznych. Idealny przy: anestezji, chirurgii, implantologii, protetyce i w pedodontacji. Airway Armor™ różni się od dotychczas stosowanych blokad łatwym zakładaniem, trwałością, swobodnym dostępem do pola zabiegowego oraz dużym komfortem pacjenta.

Zestaw wprowadzający

15 szt (5xSmall, 5xMedium, 5xLarge)

Kod: 50Z960TRI

Cena: 203 PLN

25 szt. Medium

Kod: 50Z960MD

Cena: 279 PLN

25 szt. Small

Kod: 50Z960SM

Cena: 279 PLN

25 szt. Large


Kod: 50Z960LG

Cena: 279 PLN



Oryginalne lusterko...

CRYSTALHD®




Zdjęcie ukazuje porównanie odbicia tradycyjnego lusterka przedniopowierzchniowego (strona lewa) oraz odbicia przez soczewkę Crystal HD® lens (strona prawa).

Optymalna widoczność... Lepsze rezultaty!

Dr. MacDonald BDS, MSD wypróbował działanie lusterka Crystal HD i dzieli się swoją opinią: "światło idealnie skupia się na badanym polu zabiegowym, więc te udoskonalone lusterka wewnątrzustne są wyjątkowym udogodnieniem". Jaśniejsze pole zabiegowe, lepsze doświetlenie i widoczność. Z lusterkiem Crystal HD twoje pole zabiegowe jest o 40 % jaśniejsze w porównaniu do odbicia standardowego lusterka rodowanego, które jest używane w większości gabinetów.

- Do sterylizacji w autoklawie
- 40% jaśniejsze niż standardowe lusterko przedniopowierzchniowe
- Zapewnia wyjątkowo wyraźne bezcieniowe odbicie
- Zaprojektowane, aby zapobiegać nadwyrężaniu wzroku



(Dokładność kolorów pokazana w długościach fali)

Soczewka rodowana = oddaje kolor w 75 %
Crystal HD® = oddaje kolor w 99 %



Lusterka Soft Grip Neon
 (12 szt.), różnokolorowe
 (po 2 szt. koloru: N, O, P, Q, R & S)
 #4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z363-NEON
 #5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z364-NEON
 Cena: 469 PLN



Lusterka Thin Grip Neon
 (12 szt.), różnokolorowe
 (po 2 szt. koloru: N, O, P, Q, R & S)
 #4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z353-NEON
 #5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z354-NEON
 Cena: 469 PLN

Lusterka Soft Grip Metallic
 (12 szt.), różnokolorowe
 (po 2 szt. koloru: I, E, J, M, T & U)
 #4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z363-JWL
 #5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z364-JWL
 Cena: 469 PLN

Lusterka Thin Grip Metallic
 (12 szt.), różnokolorowe
 (po 2 szt. koloru: I, E, J, M, T & U)
 #4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z353-JWL
 #5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z354-JWL
 Cena: 469 PLN




Lusterka Soft Grip (4 szt.)
 (Kolor: czarno-szare)
 #4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z361
 #5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z362
 Cena: 181 PLN

Lusterka Soft Grip (12 szt.)
 (Kolor: czarno-szare)
 #4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z363
 #5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z364
 Cena: 469 PLN



Szczelina w, której gromadzi się osad

Stal nierdzewna



Bezkrędyżowe przejście lusterka w oprawkę, zapobiega gromadzeniu się osadów

Plastik



Rękojeści



Ergo Grip
 (Dostępne kolory: B-S & K)
 • Lekkie
 • Ergonomiczne
 Kod: 50Z347
 Cena: 104 PLN



Wszystkie lusterka i rękojeści Zirc są sterylizowalne.



**Lusterka dwustronne, wkręcane**

Simple Stem
(4 szt.), jednokolorowe
(Kolor: szary)
#4 (Ø22mm) Kod: 50Z394
Cena: 251 PLN

**Lusterka wkręcane**

Simple Stem
(12 szt.), jednokolorowe
#4 (Ø22mm) Kod: 50Z392
#5 (Ø24mm) Kod: 50Z393
(Dostępne kolory: A-S & K)
Cena: 469 PLN

**Lusterka dwustronne, wkręcane Neon** (4 szt.)

Simple Stem
(po 1 szt. koloru : N, O, R & S)
#4 (Ø22mm) Kod: 50Z394-NEON
Cena: 251 PLN

**Lusterka wkręcane, Classic** (12szt.)

Simple Stem
(po 2 szt. koloru: A, B, D, G, I & K)
#4 (Ø22mm) Kod: 50Z392-PSTL
#5 (Ø24mm) Kod: 50Z393-PSTL
Cena: 469 PLN

**Lusterka wkręcane, rozmiary stal szlachetna** (12szt.)

Simple Stem
#3 (Ø20mm) Kod: 50R389
#4 (Ø22mm) Kod: 50R390
#5 (Ø24mm) Kod: 50R391
Cena: 469 PLN

**Lusterka wkręcane, Metallic** (12 szt.)

Simple Stem
(po 2 szt. koloru: I, E, J, M, T & U)
#4 (Ø22mm) Kod: 50Z392-JWL
#5 (Ø24mm) Kod: 50Z393-JWL
Cena: 469 PLN

**Lusterko wkręcane, stal szlachetna** (1 szt.)

Simple Stem
#0 (Ø14mm) Kod: 50R388
Cena: 78 PLN

**Lusterka wkręcane, Neon** (12 szt.)

Simple Stem
(2 z każdego koloru: N, O, P, Q, R & S)
#4 (Ø22mm) Kod: 50Z392-NEON
#5 (Ø24mm) Kod: 50Z393-NEON
Cena: 469 PLN



Wszystkie lusterka i rękojeści Zirc są sterylizowalne.



Antybakteryjny



Do czyszczenia w autoklawie



Myjnia dezynfektor



Dezynfekcja zewnętrzna

PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: 608 550 333 | e-mail: mrusek@loser.de | www.loser.eu



Nigdy więcej pary

Z mirror magic®... możesz widzieć wyraźnie.

m
w

mirror magic®
anti-fog system

“Kiedy używam systemu Mirror Magic, moje lusterko pozostaje czyste podczas całego zabiegu. Za pomocą nasączonej preparatem gąbeczki usuwam parę oraz zanieczyszczenia. Pozwala mi to uzyskać wyjątkową widoczność, która jest kluczowa z punktu widzenia stomatologa. System Mirror Magic odmienił moją praktykę, **nie mogę sobie teraz wyobrazić pracy bez Mirror Magic**”

— Andrew M. Goldsmith, DDS, DICOI, FIALD



Zobacz działanie mirror magic:
www.zirc.com/mirrormagic



mirror magic®
anti-fog system



mirror magic® - zestaw wprowadzający

preparat mirror magic® 6 ml - 2 szt.

samoprzylepne gąbeczki - 24 szt.

Kod: 50R200X

Cena: 147 PLN

Łatwa metoda
na usunięcie
zanieczyszczeń
z instrumentów
dentystycznych!



mirror magic® - gąbeczki 96 szt.

Kod: 50R210

Cena: 147 PLN



mirror magic®
anti-fog system

10 szt. po 6 ml preparatu mirror magic®

1 butelka preparatu wystarcza na około 50 zabiegów

Kod: 50R205

Cena: 444 PLN



mirror magic® Organizer

Do przechowywania preparatu i 48 szt. gąbeczek

Wymiary: 21.3 x 5.9 x 2.9 cm

Kod: 50R201

Cena: 96 PLN



Clarity Collection

Zawiera: 10 szt. po 6 ml mirror magic®,

96 szt. samoprzylepnych gąbeczek,

lusterko wewnętrzne Crystal HD®,

mirror magic® Organizer

Kod: 50R220

Cena: 586 PLN



1. Szuflady w gabinecie zabiegowym

W szufladach przechowuj tylko materiały jednorazowe takie jak:

- Wałeczki absorbcyjne
- Rękawiczki
- Chusty ochronne
- Końcówki ssaków i ślinociągi



2. Wanienki na materiały

Używaj jako: przenośne szuflady materiałowe

- Znajdują się w nich materiały używane podczas konkretnych zabiegów
- Służą do przenoszenia materiałów pomiędzy gabinetami, magazynem i wyznaczonym miejscem przechowywania
- Pozwalają prawidłowo zarządzać materiałami i ich rotacją, ograniczając koszty

3. Magazyn

- Przeznacz jedno miejsce do przechowywania materiałów (osobne pomieszczenie lub szafę)
- Zorganizuj go w pobliżu miejsca gdzie przechowujesz wanienki
- Wszystkie potrzebne do danej procedury materiały uzupełniaj między zmianami lub na koniec dnia
- System pozwala zarządzać terminami ważności materiałów oraz ułatwia kontrolę ich zużycia



Kompozyty



Lakowanie



Leczenie endodontyczne



Szlifowanie pod korony



Licówki



Amalgamaty

Trzy kroki do zwiększenia efektywności



1. Przygotuj materiały do zabiegu.



2. Umieść je w wanience.



3. Przechowuj wanienkę w regulowanym stojaku.

Używaj wanienki jako przenośnej szuflady materiałowej

- Przechowuj materiały
- Używaj do osłoniętego transportu materiałów
- Jedna wanienka do jednej procedury; w przypadku często wykonywanych zabiegów, liczbę wanienek należy zwiększyć

Wygoda: wszystkie elementy w jednym zestawie.

AM S

Kompletna wanienka na materiały:

- Wanienka
- Ryglowana pokrywa
- Mata przeciwpoślizgowa
- Ścianki działowe (do skracania i adaptacji)
- Pojemnik na drobne elementy z przezroczystą pokrywką (mały)
- Pojemnik na drobne elementy z przezroczystą pokrywką (duży)
- Tacka przesuwana z przegródkami


Wymiary: 32.4 x 30.0 x 10.2 cm

Kod: 20Z455

Kolory: (A-S)

Cena: 467 PLN

Dopasuj i zbuduj własną wanienkę
(elementy składowe
na str. 17–20)



AM S

Wanienka

- Pojemnik do przechowywania i przenoszenia materiałów potrzebnych do wykonania określonej procedury

Wymiary: 31.1 x 27.6 x 7.0 cm

Kod: 20Z463

Kolory: (A-S)

Cena: 128 PLN



S

Safe-Lok® pokrywa ryglowana

- Pokrywa zabezpiecza materiały przed chmurą aerozolu oraz zanieczyszczeniami podczas przenoszenia i przechowywania.

Wymiary: 32.4 x 30.0 x 3.5 cm

Kod: 20Z459

Cena: 123 PLN



AM S

Tub Box

- Pojemnik do zorganizowanego przechowywania drobnych elementów takich jak: pędzelki, aplikatory, końcówki strzykawek etc.
- Jeśli potrzeba możesz użyć kolorowej taśmy E-Z ID do oznaczania zawartości
- Zawiera ochronę przeciwbakteryjną
- Przeciwoślizgowy spód poprawia stabilność
- Może być przechowywany w wanience na materiały lub w gabinecie zabiegowym

Kolor: Szary

Wymiary: 9.5 x 9.2 x 4.8 cm

Kod: 20Z474

Cena: 89 PLN



AM S

Tacka do wanienki

- Podział na 10 przegródek
- Osadzana na krawędzi wanienki
- Możliwość przechowywania materiałów pod spodem

Wymiary: 27.3x 24.6 x 2.5 cm

Kod: 20Z465

Kolor: szary

Cena: 98 PLN



S

Tacki przesuwne

- Osadzone na krawędziach wanienki

Z przegródkami

Wymiary: 24.8 x 13.7 x 2.7cm

Kod: 20Z466

Cena: 78 PLN

Bez przegródek

Wymiary: 24.8 x 13.7 x 2.7 cm

Kod: 20Z467

Cena: 78 PLN



AM S

Pojemnik z przykrywką

- Przechowywanie małych elementów
- Może być wykorzystany jako element składowy wanienek
- Przezroczysta przykrywka
- Kolor szary

Pojedynczy

Wymiary 5.3 x 4.1 x 2.9 cm

Kod: 20Z471

Cena: 50 PLN

**Podwójny**

Wymiary: 8.6 x 5.7 x 2.9 cm

Kod: 20Z472

Cena: 50 PLN

Długi

Wymiary: 21.3 x 5.7 x 2.9 cm

Kod: 20Z473

Cena: 88 PLN

AM Antybakteryjny

136 Do czyszczenia w autoklawie

Myjnia dezynfektor

S Dezynfekcja zewnętrzna

AM S


Ścianki działowe

- Do 24 przegródek
- Przegródki można powiększać lub zmniejszać

Wymiary: 25.3 x 22.8 x 3.1 cm

Kod: 20Z461

Cena: 81 PLN

**Mata antypoślizgowa**

(wymienialna)

Wymiary: 24.5 x 22.5 x 0.3 cm

Kod: 20Z462

Cena: 43 PLN

AM S

Wkład do wanienki z kompozytami

- Pozwala przechowywać uporządkowane materiały i akcesoria do odbudowy kompozytami
- Stojak na strzykawki umożliwia przechowywanie do 40 strzykawek
- Nasadzany uchwyt pozwala na szybki dostęp do strzykawek używanych podczas zabiegu
- Długi pojemnik na drobne elementy oraz tacka przesuwana zapewniają dodatkowe miejsce
- Arkusz samoprzylepnych etykiet posiada wszystkie oznaczenia kolorów

Zawiera:

- Stojak dla 20 strzykawek
- Długi pojemnik na drobne elementy z przykrywką
- Tackę przesuwną z przegródkami
- Nasadzany uchwyt do strzykawek
- Arkusz z samoprzylepnymi etykietami

Kod: 20Z489

Cena: 381 PLN

Kup wanienkę z ryglowaną pokrywą,
i skompletuj swój zestaw!
zobacz str. 17-20



Przykładowa zawartość
wanienki kompozytowej





Stojak dla 20 strzykawk

- Pozwala na wygodne korzystanie ze strzykawk podczas zabiegu
- Składany, pozwala zaoszczędzić miejsce w wanience lub szufladzie
- Może zostać powiększony za pomocą dodatkowego rzędu na 10 strzykawk

Wymiary: 22.2 x 12.1 x 4.0 cm

Kod: 20Z487

Cena: 147 PLN



Dodatkowy rząd na 10 strzykawk

- Powiększenie stojaka
- Dodatkowe miejsce na przechowywanie strzykawk

Wymiary: 12.7 x 5.9 x 1.9 cm

Kod: 20Z488

Cena: 61 PLN



Dodatkowy przypinany uchwyt do strzykawk

- Umożliwia szybki dostęp do kompozytu podczas zabiegu
- Dogodnie przypinany na każdy bok wanienki, lub tacki zabiegowej
- Mieści 15 strzykawk i 3 igły do aplikacji

Wymiary: 20.3 x 6.2 x 1.9 cm

Kod: 20Z486

Cena: 61 PLN



Samoprzylepny arkusz z etykietami, 2 szt.

- Etykiety mogą być używane do znakowania strzykawk z kompozytem, oraz wanienek kompozytowych

Kod: 20Z477

Cena: 34 PLN



Kup wanienkę z ryglowaną pokrywą,
i skompletuj swój zestaw!
zobacz str. 17-20

AM S

Wkład do wanienki z minidozownikami i materiałami kompozytowymi

- Ułatwia uporządkowanie materiałów kompozytowych w minidozownikach i strzykawkach
- Umożliwia lepszą kontrolę używanych materiałów
- Długie pojemniki posiadają aż 20 przegródek do przechowywania minidozowników
- Przypinany uchwyt pozwala na łatwy dostęp do strzykawk i minidozowników potrzebnych podczas zabiegów
- Przesuwna tacka zapewnia dodatkowe miejsce
- Etykiety pozwalają na oznakowanie wanienki kolorami materiałów kompozytowych



Przykład wanienki z kompozytem

Zawiera:

- Matę antypoślizgową
- 4 długie pojemniki na drobne elementy z przykrywkami
- 1 tackę przesuwną z przegródkami
- 1 przypinany uchwyt do minidozowników i strzykawk
- 2 arkusze z samoprzylepnymi etykietami

Kod: 20Z479

Cena: 346 PLN



AM S

Dodatkowy uchwyt do minidozowników

- Pozwala na szybki dostęp do minidozowników podczas zabiegu
- Wygodnie przypinany do każdego boku wanienki lub tacki zabiegowej
- Mieści 8 minidozowników i 4 strzykawki

Wymiary: 20.3 x 5.1 x 1.4 cm

Kod: 20Z476

Cena: 61 PLN






Czym jest Z.O.B.E.?

Zirc's Organizational Box of Efficiency (Z.O.B.E.)

ZOBE oferuje w 100 % bezpłatną demonstrację ponad 25 najbardziej popularnych produktów Firmy Zirc. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem: Małgorzatą Rusek - mrusek@loser.de i ustal dogodny dla siebie czas na prezentację produktów, którymi bezpłatnie będziesz mógł cieszyć się przez tydzień testując je w swoim gabinecie.

Co znajdziesz w swoim zestawie:

- Ponad 25 produktów firmy Zirc
- Literaturę ułatwiającą organizację, efektywność i wydajność pracy



Inne źródła informacji:



Ebook

www.zirc.com/extras



Videos

www.zirc.com/resources.asp#videos



Zirc's Organizational Box of Efficiency

www.zirc.com/zobe



Antybakteryjny



Do czyszczenia w autoklawie



Myjnia dezynfektor



Dezynfekcja zewnętrzna

PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: 608 550 333 | e-mail: mrusek@loser.de | www.loser.eu



Tacki zabiegowe

Nasza wyjątkowa pokrywa Safe-Lok® zapewnia doskonałą metodę kontrolowania ryzyka infekcji:

1. Zabezpiecza zanieczyszczone materiały przed wypadnięciem z tacki podczas transportu z gabinetu zabiegowego do miejsca dezynfekcji.
2. Zanieczyszczone materiały pozostają zamknięte na tacce, do momentu rozpoczęcia jej czyszczenia i sterylizacji.

Przygotuj tackę przed zabiegiem układając na niej wszystkie potrzebne (spakietowane) narzędzia i materiały. Pokrywa Safe-Lok® pozwala utrzymać narzędzia w sterylności i umożliwia bezpieczny transport do gabinetu zabiegowego.



Kasety E-Z Jett idealnie pasują do tacek Zirc! **Zobacz więcej str. 25.**



Tacka B-Lok bez przegródek

- Szeroka krawędź ułatwia wygodny uchwyt
- Posiada zabezpieczenie przeciwpoślizgowe
- Powierzchnia zapobiegająca tworzeniu się osadów

Wymiary: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm

Kod: 20Z401

Kolory: (A-S)

Cena: 85 PLN



Pokrywa Safe-Lok® (ryglowana)

- Pasuje do tacki B-lok płaskiej oraz z przegródkami
- Boczny mechanizm zamykający bezpiecznie blokuje pokrywę

Wymiary: 35.6 x 25.2 x 2.6 cm

Kod: 20Z445

Cena: 111 PLN



Pokrywa Safe-Lok® – wysoka (ryglowana)

Wymiary: 35.6 x 25.2 x 3.4 cm

Kod: 20Z446

Cena: 117 PLN



Pokrywa Safe-Lok® (nieryglowana)

Wymiary: 35.6 x 25.2 x 2.3 cm

Kod: 20Z441

Cena: 108 PLN



Tacka B-Lok z przegródkami

- Dla 12 narzędzi
- Posiada zabezpieczenie przeciwpoślizgowe
- Powierzchnia zapobiegająca tworzeniu się osadów
- Miejsce na igły i ślinociągi

Wymiary: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm

Kod: 20Z451

Kolory: (A-S)

Cena: 96 PLN



Zaciski Insti-Grip (dla tacek B-Lok z przegródkami)

- Do stosowania tylko w tacce zabiegowej z przegródkami
- Zapewniają ciche i bezpieczne układanie narzędzi

Wymiary: 16.8 x 0.6 x 1.0 cm

Kod: 20Z454I

Cena: 16 PLN



Tacka Mini-Lok

- Powierzchnia zapobiegająca tworzeniu się osadów
- Posiada zabezpieczenie przeciwpoślizgowe
- Szeroka krawędź ułatwia wygodny uchwyt
- Mini tace idealnie sprawdzają się podczas diagnostyki i higienizacji

Wymiary: 23.8 x 16.2 x 2.2 cm

Kod: 20Z101

Kolory: (A-S)

Cena: 76 PLN



Pokrywa tacki Mini-Lok (ryglowana)

- Boczny mechanizm zamykający bezpiecznie blokuje pokrywę

Wymiary: 25.1 x 16.8 x 2.6 cm

Kod: 20Z103

Cena: 99 PLN



Pokrywa tacki Mini-Lok (nieryglowana)

Wymiary: 24.0 x 17.2 x 2.3 cm

Kod: 20Z102

Cena: 96 PLN



Antybakteryjny



Do czyszczenia w autoklawie



Myjnia dezynfektor



Dezynfekcja zewnętrzna

Regulowane stojaki

Regulowane stojaki do przechowywania i organizacji wanienek, tac i kaset

Wanienki, tacki i kasety są bardzo ważnymi elementami wyposażenia każdego gabinetu dentystycznego. Przechowywane w regulowanych stojakach pozwalają zaoszczędzić miejsce na blacie. Stojaki posiadają nóżki przeciwpoślizgowe, pozwalające na ich stabilne utrzymanie. Solidna konstrukcja metalowa powleczone chromowaną powłoką sprawia, iż stojak komponuje się w każdym wnętrzu.

S

Stojak Multi-Mod ośmiopozycyjny

- Na 8 tac z pokrywami, lub 4 wanienki z pokrywami
- Dowolnie regulowany, możliwość przechowywania tac, wanienek oraz kaset
- Stabilna metalowa konstrukcja, chromowane wykończenie
- Gumowe nóżki

Kod: 21Z410

Cena: 865 PLN



Zwiększ dostępność twoich kaset przechowując je na stojaku Multi-Mod


S


Stojak Multi-Mod sześciopozycyjny

- Na 6 tac z pokrywami, lub 3 wanienki z pokrywami
- Dowolnie regulowany, możliwość przechowywania tac, wanienek oraz kaset
- Stabilna metalowa konstrukcja, chromowane wykończenie
- Gumowe nóżki

Kod: 21Z105

Cena: 826 PLN





Dlaczego warto używać kaset Zirc?

Inwestycja z szybkim zwrotem! Kasety Zirc przedłużą życie Twoich instrumentów i oszczędzą Twój czas bez wysokokosztowych inwestycji.

Marie T. Fluent, DDS w "Raportie o wdrożeniu kaset (2014)" podkreśla istotne zmiany i korzyści dla gabinetów, które zdecydowały się na ich stosowanie w swojej praktyce.

"Dr Dale i dr Thomas doceniają wprowadzenie Systemu Zarządzania Instrumentami. Obydwaj zgadzają się, że użycie kaset całkowicie odmieniło ich praktykę, choć początkowo sceptyczni, po roku używania kaset nie wyobrażają sobie powrotu do wcześniej stosowanej praktyki."

Przeczytaj cały artykuł na: www.dentaleconomics.com

- Chronią instrumenty i narzędzia przed zniszczeniem przedłużając ich żywotność
- Utrzymują bezpiecznie zestawy instrumentów podczas sterylizacji
- Zaprojektowane tak, aby umożliwić idealne czyszczenie w myjniach dezynfektorach
- Do sterylizacji w autoklawie
- Dostępne w 16 kolorach
- Gumowe podkładki poprawiają stabilność



Dowiedz się więcej na:
www.zirc.com/instrumentcassettes



Antybakteryjny



Do czyszczenia
w autoklawie



Myjnia
dezynfektor



Dezynfekcja
zewnętrzna

Nasze kasety E-Z Jett® mieszczą się na tackach Zirc **zobacz str. 22.**



Kaseta E-Z Jett® (5 instrumentów)

- Miejsce na 5 instrumentów
- Idealna dla zestawów podstawowych
- Łatwe otwieranie i zamykanie
- Dostosowana do sterylizatora Statim

Wymiary: 20.2 x 9.7 x 3.0 cm

Kod: 50Z925

Kolory: (A-S)

Cena: 179 PLN



Kaseta E-Z Jett® (8 instrumentów)

- Miejsce na 8 instrumentów
- Idealna dla zestawów periodontologicznych
- Łatwe otwieranie i zamykanie

Wymiary: 20.2 x 11.3 x 3.0 cm

Kod: 50Z927

Kolory: (A-S)

Cena: 245 PLN



Kaseta E-Z Jett® Slim (8 instrumentów)


- Miejsce na 8 instrumentów
- Idealna dla zestawów periodontologicznych
- Łatwe otwieranie i zamykanie

Wymiary: 17.9 x 9.8 x 3.0 cm

Kod: 50Z911

Kolory: (A-S)

Cena: 216 PLN



Kaseta E-Z Jett® (10 instrumentów)


- Miejsce na 10 instrumentów
- Dodatkowa zamykana przegródka na drobne instrumenty
- Łatwe otwieranie i zamykanie

Wymiary: 20.2 x 17.8 x 2.9 cm

Kod: 50Z930

Kolory: (A-S)

Cena: 274 PLN



Kaseta kompaktowa


- Miejsce na 8 instrumentów
- Opcjonalne użycie podstawki na narzędzia powiększa pojemność do 11 narzędzi
- Paski mocujące zabezpieczają instrumenty (2 paski z każdą kasetą)
- Pokrywy mogą zostać usunięte w razie potrzeby umieszczenia w kasecie większych instrumentów
- Dostosowana do sterylizatora Statim

Wymiary: 18.1 x 9.8 x 1.6 cm

Kod: 50Z915

Kolory: (A-S)

Cena: 187 PLN



Paski mocujące (2 szt.)

Wymiary: 9.2 x 1.3 x 0.8 cm

Kod: 50Z917I

Kolor: Szary

Cena: 36 PLN



Steri- Kontener

- Utrzymuje posortowane instrumenty podczas procesu sterylizacji
- Miejsce na 10–14 instrumentów


Standard Steri-Kontener
Wymiary: 20.6 x 4.8 x 4.8 cm
Kod: 50Z900
Kolory: (A-S)
Cena: 73 PLN



Kompakt Steri- Kontener

- Statim 2000 mieści 7 kompaktowych Steri-Kontenerów
- Miejsce na 8–12 instrumentów


Kompakt Steri-Kontener
Wymiary: 18.1 x 3.8 x 3.8 cm
Kod: 50Z905
Kolory: (A-S)
Cena: 73 PLN



Mini Matt

- Uproszczona wersja kasety na instrumenty
- Miejsce na 8 instrumentów
- Utrzymuje zestawy instrumentów podczas sterylizacji i zabiegów
- Gumowe podkładki dla stabilności

Wymiary: 9.8 x 8.9 x 1.3 cm
Kod: 20Z480
Kolory: (A-S)
Cena: 81 PLN



Podkładka gumowa

- Miejsce na 10 instrumentów ręcznych lub 4 instrumenty chirurgiczne
- Porządkuje instrumenty i ułatwia bezpieczne ich odkładanie
- Można ją dowolnie docinać
- Przeciypoślizgowy materiał

Wymiary: 17.2 x 5.1 x 1.0 cm
Kod: 20Z464
Kolory: (A-S)
Cena: 92 PLN



Performance Tool Organizer

Indywidualnie projektowana kaseata do przechowywania:

- Instrumentów chirurgicznych
- Kleszczy ortodontycznych
- Hemostatyków
- Nożyczek
- Innych instrumentów trudnych do umieszczenia w regularnych kasetach

Wymiary: 20.8 x 10.6 x 4,0 cm
Kod: 50Z940
Kolory: (A-S)
Cena: 356 PLN

Przegródki gumowe (2x10 szt.)

Kod: 50Z944
Kolor: Szary
Cena: 41 PLN



Antybakteryjny



Do czyszczenia w autoklawie



Myjnia dezynfektor



Dezynfekcja zewnętrzna



Pierścienie E-Z ID

- Zapakowane w wygodny dozownik
- Dostępne w rozmiarach Small, Large i XL pasują na wszystkie instrumenty




SM Pierścienie 25 szt. Kolory: (A-S) Kod: 70Z100 Cena: 47 PLN	System Classic 200 szt. Po 25 szt. w kolorach: 2xA, 2xB, 2xD, 1xG 1xI Kod: 70Z105 Cena: 304 PLN	System Metallic 200 szt. Po 25 szt. w kolorach: 1xI, 2xE, 1xJ, 1xM, 2xT, 1xU Kod: 70Z115 Cena: 304 PLN	System Neon 200 szt. Po 25 szt. w kolorach: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 2xR, 2xS Kod: 70Z110 Cena: 304 PLN
---	--	---	---



LG Pierścienie 25 szt. Kolory: (A-S) Kod: 70Z200 Cena: 48 PLN	System Classic 200 szt. Po 25 szt. w kolorach: 2xA, 2xB, 2xD, 1xG 1xI Kod: 70Z205 Cena: 309 PLN	System Metallic 200 szt. Po 25 szt. w kolorach: 1xI, 2xE, 1xJ, 1xM, 2xT, 1xU Kod: 70Z215 Cena: 309 PLN	System Neon 200 szt. Po 25 szt. w kolorach: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 2xR, 2xS Kod: 70Z210 Cena: 309 PLN
---	--	---	---



XL Pierścienie 25 szt. Kolory: (A-S) Kod: 70Z000 Cena: 50 PLN	System Classic 200 szt. Po 25 szt. w kolorach: 2xA, 2xB, 2xD, 1xG 1xI Kod: 70Z005 Cena: 315 PLN	System Metallic 200 szt. Po 25 szt. w kolorach: 1xI, 2xE, 1xJ, 1xM, 2xT, 1xU Kod: 70Z015 Cena: 315 PLN	System Neon 200 szt. Po 25 szt. w kolorach: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 2xR, 2xS Kod: 70Z010 Cena: 315 PLN
---	--	---	---



Umieść tutaj instrument, aby poznać rozmiar potrzebnego pierścienia



Taśma E-Z ID

- Dozownik taśmy z praktycznym odcinaczem
- Dozownik zapobiega skręcaniu taśmy



E-Z ID Rolka taśmy długość 3,05 m Kolory: A-S Kod: 70Z300 Cena: 67 PLN	E-Z ID System Classic 8 rolek x 91 cm na stojaku Kolory: 2xA, 2xB, 2xD, 1xG, 1xI Kod: 70Z305 Cena: 274 PLN	E-Z ID System Metallic 8 rolek x 91 cm na stojaku Kolory: 1xI, 2xE, 1xJ, 1xM, 2xT, 1xU Kod: 70Z315 Cena: 274 PLN	E-Z ID System Neon 8 rolek x 91 cm na stojaku Kolory: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 2xR, 2xS Kod: 70Z310 Cena: 274 PLN
---	--	--	--



Stojak na wiertła Steri-Bur Guard

Steri-Bur Guard ułatwia dostęp do wiertel dzięki możliwości ustawiania go w trzech różnych pozycjach. Chroni wiertła podczas dezynfekcji i sterylizacji.


Umożliwia tworzenie zestawów dla jednego pacjenta.



Steri-Bur Guard i adaptery

Steri-Bur Guard - stojak na wiertła

- Do przechowywania wszystkich rodzajów wiertel na turbinę i mikrosilnik
- Regulowana wysokość dla wiertel o różnej długości
- Utrzymuje wiertła w pozycji pozwalającej otrzymać maksymalny efekt czyszczący
- Otwory odpływowe zapobiegają rdzewieniu wiertel
- Uniwersalny adapter
- Umożliwia przechowywanie wiertel krótkich i długich w jednym stojaku



Zmiana pozycji umocnienia bocznego = zmiana wysokości stojaka.

Uniwersalny stojak na wiertła 12 otworów

- Na wiertła o długości od 12–30 mm
- Wymiary: 7.3 x 1.0 x 3.5 cm
Kod: 50Z406
Kolory: (A-S)
Cena: 96 PLN



(Właściwa skala)

Ochroniacz na wiertła z 12 i 22 otworami
Mieści wiertła o długości od 12mm-30mm

Stojak na wiertła chirurgiczne i protetyczne 12 otworów

- Na wiertła od 30.9–37.1 mm
- Wymiary: 7.3 x 0.9 x 4.3 cm
Kod: 50Z408I
Kolory: Szary
Cena: 99 PLN




(Właściwa skala)

Ochroniacz na wiertła chirurgiczne
Mieści wiertła od 30.9mm-37.1mm


Uniwersalny stojak na wiertła 22 otwory

- Na wiertła od 12–30 mm
- Wymiary: 12.2 x 1.0 x 3.7 cm
Kod: 50Z410
Kolory: (A-S)
Cena: 101 PLN



Adapter

- Używany z wiertłami od 12–30 mm
 - Umożliwia trzymanie wiertel różnej wysokości
 - Może być używany w stojaku na 12 i 22 wiertła
 - Zapobiega wypadaniu krótkich wiertel
- Kod: 50Z412
Kolor: szary
Cena: 32 PLN



Zestaw zawiera adapter zabezpieczający krótsze wiertła przed wypadaniem

Magnetyczne stojaki-kostki na wiertła

Magnetyczny stojak - kostka na wiertła

- Na wszystkie rodzaje wiertel
- Poprawia ergonomię odkładania użytych wiertel, zapobiega ich gubieniu podczas różnych etapów pracy
- Magnetyczna podstawa bezpiecznie podtrzymuje wiertła
- Gumowa podstawa poprawia stabilność kostki
- Otwory odpływowe zapobiegają rdzewieniu wiertel



Kostka z 8 otworami

Wymiary: 3.8 x 3.8 x 1.3 cm

Kod: 50Z400

Kolory: (A-S)

Cena: 93 PLN

Przykrywki sprzedawane są osobno.



Kostka z 14 otworami

Wymiary: 7.5 x 3.8 x 1.3 cm

Kod: 50Z403

Kolory: (A-S)

Cena: 98 PLN

Przykrywki sprzedawane są osobno.



Miejsce na odkładanie wiertel

S

Przykrywki

Zabezpieczają przed pyłem i osadami podczas pracy i przechowywania.

- Jednocalowa przykrywka (standard) pasuje do wiertel na turbinę i kątnicę
- Dwucalowa przykrywka (wysoka) pasuje do wiertel chirurgicznych i protetycznych

Przykrywka na kostkę z 8 otworami (standard)

Wymiary : 4.1 x 4.1 x 2.5 cm

Kod: 50Z401, Cena: 46 PLN

Przykrywka na kostkę z 14 otworami (standard)

Wymiary: 7.9 x 4.1 x 2.5 cm

Kod: 50Z404, Cena: 46 PLN

Przykrywka na kostkę z 14 otworami (wysoka)

Wymiary: 7.9 x 4.1 x 5.7 cm

Kod: 50Z405, Cena: 46 PLN





Organizer do narzędzi endodontycznych

- Przeznaczony do przechowywania, czyszczenia i sterylizacji narzędzi
- Posiada podziałkę do pomiaru długości i ustawienia stopera
- Suwak na kabłąku kontroluje liczbę przeprowadzonych sterylizacji
- Dla osób prawo i leworęcznych
- 12 jednorazowych gąbek do przechowywania i oczyszczania narzędzi podczas zabiegu
- Dwa rodzaje: dla narzędzi ręcznych oraz maszynowych
- Wygodna, stabilna podstawa

Dla narzędzi ręcznych Hand

- Organizuje do 16 narzędzi ręcznych

Wymiary: 13.7 x 1.0 x 5.6 cm

Kod: 50Z450

Kolory: (A-S)

Cena: 195 PLN

Dla narzędzi maszynowych Engine

- Dla 11 narzędzi maszynowych i 5 narzędzi ręcznych

Wymiary: 13.7 x 1.0 x 5.6 cm

Kod: 50Z452

Kolory: (A-S)

Cena: 195 PLN

Wkładki z gąbki (48 szt.)

Jednorazowe

Kod: 50Z451

Cena: 195 PLN

Wkładki z gąbki (144 szt.)

Jednorazowe

Kod: 50Z451V

Cena: 403 PLN



Pierścień endodontyczny Endo Assist

- Podziałka do pomiaru długości roboczej narzędzia i ustawienia stopera
- Dla osób prawo i lewo ręcznych
- Płaska podstawa umożliwi postawienie na blacie
- 12 jednorazowych gąbek do przechowywania i oczyszczania narzędzi podczas zabiegu

Wymiary: 3.8 x 4.5 x 4.1 cm

Kod: 50Z460


Kolory: (A-S)

Cena: 173 PLN



Steri-Endo Guard

Unikalny system przechowywania, organizowania i sterylizowania narzędzi endodontycznych. Duże odstępy między narzędziami zapewniają dobrą widoczność.



Stojak endodontyczny Assist Box

- Wkładka z gąbki utrzymuje narzędzia w roztworze dezynfekcyjnym
- Pasuje do wanienek Zirc
- Łatwy do czyszczenia dzięki zaokrąglonym rogom

Wymiary: 4.8 x 4.8 x 3.2 cm

Kod: 50Z462

Kolor: Czarny

Cena: 98 PLN

Stojak Assist gąbki (48 szt.)

Jednorazowe

Kod: 50Z466

Cena: 190 PLN

Stojak Assist gąbki (144 szt.)

Jednorazowe

Kod: 50Z466V

Cena: 403 PLN



Antybakteryjny



Do czyszczenia w autoklawie



Myjnia dezynfektor



Dezynfekcja zewnętrzna

Organizery

Umożliwiają systemowe ułożenie drobnych elementów potrzebnych do wykonywania określonych procedur w stomatologii zachowawczej, protetyce lub implantologii.

**Organizer uniwersalny**

Szybka i łatwa identyfikacja, osobne przegródki (na implanty, elementy protetyczne lub gumki, szczoteczki, soflexy etc.)

- Kształt organizera imituje łuk zębowy
- Posiada miejsca na akcesoria dodatkowe
- Pokrywka chroni poszczególne elementy
- Możliwość zapisania pozycji zęba i nazwiska pacjenta na pokrywce

Wymiary: 17.5 x 11.8 x 1.6 cm

Kolor: Niebieski

Kod: 20Z490B

Cena: 152 PLN

**Organizer do rekonstrukcji**

- Kształt organizera imituje łuk zębowy i wyznacza pozycję uzupełnień
- Światłoszczelna pokrywka zapobiega przedwczesnej polimeryzacji materiałów
- Zawiera 25 miseczek jednorazowych do systemów wiążących i cementu
- Dodatkowa przegródka na akcesoria pomocnicze
- Możliwość zapisania pozycji zęba i nazwiska pacjenta na pokrywce

Wymiary: 17.5 x 11.8 x 1.6 cm

Kolor: neonowy fiolet

Kod: 20Z495R

Cena: 179 PLN

**Miseczki jednorazowe 144 szt.**

Kod: 20Z496V

Cena: 140 PLN



**MEGA Mirror**


Lusterko dla pacjenta

- 6.4 cm x 39.4 cm
- Zabawia małych i rozbawia dużych pacjentów
- Pomocne w instruktażu

Kod: 50Z309

Kolory: (N, O, P, Q, R & S)

Cena: 122 PLN

**Stojak na strzykawkę, Zawory do ślinociągów, Ekrany zabezpieczające****Stojak na strzykawkę**

- Możliwość pobrania i odłożenia jedną ręką
- Ergonomiczna pozycja
- Możliwość przytwierdzenia do blatu lub tacki za pomocą taśmy
- 2 rozmiary
- Białe

Stojak Standardowy

Zawartość: baza, rynienka, taśma

Wymiary: 5.6 x 3.2 x 3.2 cm

Kod: 27R700

Cena: 161 PLN

Stojak Długi

Zawartość: baza, rynienka, taśma

Wymiary: 6.4 x 3.2 x 4.5 cm

Kod: 27R704

Cena: 161 PLN





E-Z Access - dodatkowa półka

Ułatwia wygodny dostęp do materiałów, narzędzi lub urządzeń pomocniczych

- Wyższe krawędzie zapobiegają zsuwaniu się drobnych elementów
- Pozwala się ustawić w dowolnej pozycji i na dowolnej wysokości oraz obracać o 360°
- Materiał zapobiega zabrudzeniom
- Nośność: 11.3 kg
- Powierzchnia: 34.9 x 26.0 cm

- Łatwy, nieniszczący montaż na wszystkich słupkach (średnice od 3.5–7.0 cm)
- Słupki standardowe (4.5–5.7 cm) nie wymagają adaptera
- Cieńsze lub grubsze słupki wymagają użycia adaptera

Kod: 20Z420

Kolory: (A, G, I)

Cena: 685 PLN



Przytwierdzana do słupka



Nasadzany uchwyt do kubków

- Pasuje do wszystkich standardowych kubków
- Nie wymaga narzędzi przy montażu
- Do półki Access Shelf

Wymiary: 7.9 x 6.4 x 2.5 cm

Kod: 20Z436I

Cena: 61 PLN



Ramię uchylne

- Umożliwia umieszczenie półki ponad pacjentem
- Nośność 11,5 kg
- Możliwość montażu do ściany, stołu lub na słupku

Wymiary: 25.4 x 10.2 x 11.4 cm

Kod: 20Z428

Kolory: (A, G, I)

Cena: 178 PLN



E-Z Access - Adaptery do słupków

E-Z Access Shelf Adapter do słupków cieńszych

- Słupki o średnicy 3.5–4.5 cm

Wymiary: 5.1 x 4.8 x 1.9 cm

Kod: 20Z422

Kolory: (A, G, I)

3-1/2" Adapter do grubszych słupków

- Słupki o średnicy 5.7–6.0 cm

Wymiary: 10.2 x 5.1 x 5.1 cm

Kod: 20Z437

Kolory: (A, G, I)

4-1/2" Adapter do grubych słupków

- Słupki o średnicy 6.0–7.0 cm

Wymiary: 11.4 x 5.1 x 5.1 cm

Kod: 20Z438

Kolory: (A, G, I)

Cena: 56 PLN



Uchwyt ścienny

- Umożliwia montaż półki E-Z Access shelf do ścian lub szafek
- Wygięcie uchwytu pod kątem 90° pozwala na obrót półki o 180°

Wymiary: 16.5 x 14.6 x 12.4 cm

Kod: 20Z426

Kolory: (A, G, I)

Cena: 178 PLN



Uchwyt do montażu stołowego

- Tylko do poziomego montażu

Wymiary: 9.5 x 9.5 x 7.3 cm

Kod: 20Z424

Kolory: (A, G, I)

Cena: 96 PLN



S

Pudełka na aparaty, szyny i protezy

- Jednoczęściowa konstrukcja
- Trwały mechanizm zamykający

Pudełko na szyny (12 szt.)

Wymiary: 7.6 x 2.5 cm

Cena: 82 PLN / op.

Asortyment

Kolory: J, N, P, R – po 3 szt.

Kod: 25X500

Opakowanie jednego koloru

Kolory: (J, N, O, P, R, S)

Kod: 25X500 (J-S)



Z indywidualnym nadrukiem (24 szt.)

Kolory: (J, N, O, P, R, S) lub asortyment po 4 szt.

Kod: 25P500

Cena : 218 PLN/op

Pudełko na aparaty (12 szt.)

Wymiary: 7.6 cm x 3.8 cm

Cena: 88 PLN/ op.

Asortyment

Kolory: J, N, P, R – po 3 szt.

Kod: 25X550

Opakowanie jednego koloru

Kolory: (J, N, O, P, R, S)

Kod: 25X550 (J-S)



Z indywidualnym nadrukiem (24 szt.)

Kolory: (J, N, O, P, R, S) lub asortyment po 4 szt.

Kod: 25P550

Cena : 233 PLN/op.

Pojemnik do dezynfekcji

Efektywny kontener o dużej powierzchni do dezynfekcji instrumentów. Zapewnia maksymalne wykorzystanie środków dezynfekcyjnych. Wystarczająco duży, aby pomieścić kasetę, steri- kontenery, ochroniacze wiertel i kostki magnetyczne

AM S

Steri-Soaker - pojemnik do dezynfekcji

- Kalendarz na pokrywie przypomina o zmianie środka dezynfekcyjnego.
- Przenośne sitko odciekowe umożliwia szybkie odsączanie instrumentów
- Mieści do 3.87L płynu
- Nadaje się do większości środków dezynfekujących
- Dopasowana pokrywa

Wymiary: 35.2 x 24.5 x 13.0 cm

Kod: 50Z805

Kolory: (B & I)

Cena: 613 PLN



AM

Antybakteryjny

136

Do czyszczenia w autoklawie

M

Myjnia dezynfektor

S

Dezynfekcja zewnętrzna

PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: 608 550 333 | e-mail: mrusek@loser.de | www.loser.eu



Tacki gabinetowe

Nr. 16A Tacka na narzędzia

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 2.4 cm

Kod: 20Z201

Kolory: (A, B)

Cena: 53 PLN



Nr. 16 Tacka na narzędzia (wglębiona z jednej strony)

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 2.5 cm

Kod: 20Z202

Kolory: (A,B)

Cena: 53 PLN



Nr. 17 Tacka na klamry, formówki etc.

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 1.9 cm

Kod: 20Z203

Kolory: (A,B)

Cena: 53 PLN



Nr. 18 Tacka na paski ściernie, pęsety etc.

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 1.9 cm

Kod: 20Z204

Kolory: (A,B)

Cena: 53 PLN



Nr. 19 Tacka na pęsety, nożyczki ect

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 1.9 cm

Kod: 20Z205

Kolory: (A,B)

Cena: 53 PLN



Nr. 20 Tacka na drobne elementy

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 1.9 cm

Kod: 20Z206

Kolory: (A,B)

Cena: 53 PLN



Pojemnik na prace protetyczne

- Przechowywanie prac protetycznych
- Kodowanie za pomocą kolorów (6 kolorów na 6 dni tygodnia)
- Zacisk ze stali szlachetnej do przytrzymywania karty, zlecenia

Wymiary: 19.0 x 14.6 x 17.8 cm

Kod: 17Z101

Kolory: (A-G & M)

Cena: 43 PLN



Pojemnik do zawieszania na szynie

Wymiary: 19.7 x 14.6 x 17.8 cm

Kod: 17Z102

Kolory: (A-G & M)

Cena: 43 PLN



Szyna do zawieszania pojemników na prace

- Komplet ze śrubami i kołkami do montażu na ścianie
- Długość: 45.7 cm
- Utrzymuje 3 skrzyneczki

Wymiary: 45.7 cm

Kod: 17Z104

Cena: 59 PLN





S

Dozownik kulek z waty

- Sprężyna wyciskająca waciki od dołu
- Biały

Dozownik kulek małych (rozmiar 3, 4, 5)

Wymiary: 4.8 x 4.8 x 5.2 cm

Kod: 28R825

Cena: 184 PLN

Dozownik kulek średnich i dużych (rozmiar 0, 1, 2)

Wymiary: 4.8 x 4.8 x 5.2 cm

Kod: 28R850

Cena: 184 PLN



S

Dozownik do wałeczków

- Stabilna podstawa
- Dozuje 3 wałeczki jednocześnie
- Solidna konstrukcja

Wymiary: 10.6 x 5.2 x 10.2 cm

Kod: 28R800

Kolory: (A, B)

Cena: 190 PLN



S

Dozownik pasków do formówek

- Zawiera rolkę przezroczystej taśmy do formówek 11 m x 10 mm x 0.002 mm
- Pasek po wyciągnięciu uformowany w kształcie litery U
- Przycinarka

Wymiary: 5.1 x 5.4 cm

Kod: 55Z200

Kolory: (A, B)

Cena: 156 PLN



Antybakteryjny

Do czyszczenia
w autoklawieMyjnia
dezynfektorDezynfekcja
zewnętrzna

S

System E-Z Storage Tub

- Możliwość blokowania przykrywki w pozycji otwartej
- Ścianki działowe do indywidualnego podziału pudełka
- Pokrywka biała lub przezroczysta

E-Z Storage Organizer (biała pokrywka)

Wymiary: 14.9 x 12.4 x 14.6 cm

Kod: 29R605

Cena: 216 PLN

E-Z Storage Organizer (przezroczysta pokrywka)

Wymiary: 14.9 x 12.4 x 14.6 cm

Kod: 29R610

Cena: 216 PLN

Zawiasy (para)

Wymiary: 2.2 x 1.3 x 0.3 cm

Kod: 29R627

Cena: 32 PLN

Zawiasy umożliwiają pozostawienie kontenera w pozycji otwartej



S

Stojak E-Z Storage


- Umożliwia ustawienie E-Z Storage w 2 różnych pozycjach: pionowe lub pod kątem
- Uchwyt do montażu
- Solidna metalowa konstrukcja
- Gumowe nóżki

Wymiary: 17.8 x 12.7 x 12.1 cm

Kolor: tylko białe

Kod: 29R650

Cena: 128 PLN



S

Uchwyt ścienny E-Z Storage

- Uchwyt metalowy do montażu stojaka
- Wstępnie przygotowane otwory do montażu

Wymiary: 17.8 cm x 12.7 cm x 12.1 cm

Kod: 29R651

Cena: 32 PLN

**Użyj i wyrzuć:**

Zainstaluj pojemnik na odpady w zasięgu ręki

AM S

Pojemnik na odpady Handi-Hopper (z zaciskiem montażowym)

- Mały pojemnik na wszelkie odpady z gabinetu
- Zacisk pozwala na szybkie zdejmowanie i wymianę pojemnika
- Na odpady skażone- worki czerwone
- Na odpady normalne- worki przezroczyste

Pojemnik Handi-Hopper

Wymiary: 17.8 x 10.2 x 16.2 cm

Kolory: (G, I)

Kod: 20Z404

Cena: 117 PLN

**Zacisk montażowy Handi-Hopper**

Wymiary: 5.7 x 0.6 x 2.5 cm

Kolory: (G, I)

Kod: 20Z408

Cena: 25 PLN

Jednorazowe worki Handi-Hopper

Wymiary: 18.1 x 27.0 x 7.6 cm

Handi-Hopper Worki 100 szt (czerwone)

Kod: 20Z405

Cena: 140 PLN

Handi-Hopper Worki 100 szt (przezroczyste)

Kod: 20Z410

Cena: 140 PLN



A

B

D

G

I

E

J

M

T

U

N

O

P

Q

R


S



Łopatkki do alginatu Mighty Mixer (4 szt.) różnokolorowe

- Poręczne szerokie łopatkki do mieszania alginatów i gipsów
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni

Wymiary: 18.6 x 0.5 x 3.2 cm
 po 1 szt. koloru: (J, N, P & R)
 Kod: 50Z501-ASTD
 Cena: 123 PLN



Łopatkka do alginatu Mighty Mixer - biała (1 szt.)

- Poręczna szeroka łopatkka do mieszania alginatów i gipsów
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni

Wymiary: 18.6 x 0.5 x 3.2 cm
 Kod: 50Z501
 Cena: 37 PLN



Łopatkka Delrin (10 pk)

- Płaska, giętka łopatkka
- Nieklejąca powierzchnia
- Odporna na chemikalia
- Przeznaczona do mieszania cementu i kompozytów

Wymiary: 11.7 x 0.5 cm
 Kod: 50Z523
 Cena: 64 PLN



Łopatkka do cementu

- Dwustronna
- Do wypełnień i cementu
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni

Wymiary: 16.2 x 0.6 x 1.0 cm
 Kod: 50Z502
 Cena: 41 PLN



Łopatkka do mieszania (100 szt.)

- Jednorazowa

Wymiary: 11.4 cm
 Kod: 50Z521
 Cena: 129 PLN



Miseczki do mieszania alginatu Mighty Mixer (36 szt.) różnokolorowe

- Przystosowane do używania w mieszalnikach
- Jednorazowe

Wymiary: 12.4 x 7.9 cm
 po 9 szt koloru: (J, N, P & R)
 Kod: 50Z505-ASTD
 Cena: 132 PLN



Miseczki do mieszania alginatu Mighty Mixer (36 szt.) białe

- Przystosowane do używania w mieszalnikach
- Jednorazowe

Wymiary: 12.4 x 7.9 cm
 Kod: 50Z505
 Cena: 127 PLN



Antybakteryjny



Do czyszczenia w autoklawie



Myjnia dezynfektor



Dezynfekcja zewnętrzna

ProSafe Facedrape

- prosta i skuteczna osłona twarzy pacjenta
- przydatna przy zabiegach higienizacyjnych

Genialna osłony twarzy

- Zabezpiecza pacjenta przed pyłem i sprayem podczas piaskowania
- Proste i szybkie zakładanie
- Doceniana przez pacjentów z makijażem
- Można ją prać oraz sterylizować w autoklawie



Osłona twarzy Facedrape wielorazowa – frotte (12 szt.)

Nr art.: 8-4020 (W/B/M/G/S)

Kolory: W = biała, B = niebieska,

M = miętowa, G = żółta,

S = sortowane (żółta, miętowa, niebieska – po 4 szt.)

Cena: 505 PLN



Osłona twarzy Facedrape jednorazowa (50 szt.)

Nr art.: 8-1110 (W/B)

Kolory: W = biała, B = niebieska

Cena: 406 PLN



© Sabrina Dogan

Wielorazowa peleryna ochronna dla pacjenta

Do profesjonalnej ochrony pacjenta podczas zabiegów endodontycznych, higienicznych i chirurgicznych.

- Można ją prać, dezynfekować oraz sterylizować w autoklawie
- Nieprzepuszczalna dla bakterii (99,998 %) i innych drobnoustrojów
- Wodoodporna, zabezpieczenie przeciw agresywnym cieczom
- Łatwe zapinanie
- 2 metalowe klipsy do zamocowania dodatkowej serwety papierowej
- Wysoka trwałość

Peleryna ochronna dla pacjenta (4 szt.)

Nr art.: 8-3105 (W/B)

Kolory: W = biała, B = niebieska

Cena: 521 PLN

Peleryna ochronna ocieplana (2 szt.)

- stosowana jako zabezpieczenie i koc termiczny podczas anestezji

Nr art.: 8-3150 (W/B)

Kolory: W = biała, B = niebieska

Cena: 456 PLN





LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: 608 550 333 • e-mail: mrusek@loser.de

LOSER & CO GMBH • DISTRIBUTOR OF DENTAL PRODUCTS
e-mail: info@loser.eu • www.loser.eu